



**SZABO
SCANDIC**

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

linkedin.com/company/szaboscandic



External Control Materials for use with Alethia
Group B Streptococcus (GBS) DNA Amplification Assay

REF 479900

IVD

Rx Only

INTENDED USE

The Alethia GBS External Control Kit contains Positive and Negative Control Reagents for use with the Alethia Group B Streptococcus test kit. External controls are used as part of a routine quality control program.

SUMMARY AND EXPLANATION OF THE TEST

Quality control testing is performed to detect factors such as reagent deterioration, adverse environmental or test conditions, or variance in operator performance that can cause test errors. External control reagents, such as Alethia GBS External Positive Control and Negative Control, are reagents that are not built into the test system, but are tested in the same manner as patient specimens.

BIOLOGICAL PRINCIPLES

To verify that Alethia GBS DNA Amplification test kits are performing correctly; they should be tested with known positive and negative external control reagents on a periodic basis. The frequency with which a laboratory performs external controls will be affected by:

1. The proficiency level of the laboratory,
2. The laboratory's own internal requirements,
3. The requirements of the laboratory's accrediting agencies,
4. The number of new and different operators performing the test,
5. Whether a new kit lot is being added to testing,
6. Whether the kit lot is from a different shipment, and
7. Whether deviations from the manufacturer's stated storage or handling conditions have occurred.

When unacceptable quality control test results are obtained, all test results should be considered invalid. QC test failures are an indication that either reagents, test environment or operator performance have changed.

REAGENTS/MATERIALS PROVIDED

The maximum number of tests obtained from this test kit is listed on the outer box.

1. Alethia GBS Positive Control: Tris-buffered solution containing non-infectious Plasmid DNA (*S. aureus* and *S. agalactiae* inserts) with azide (0.09%) as a preservative.

2. Alethia Negative Control: Tris-buffered solution containing non-infectious Plasmid DNA (*S. aureus* insert) with azide (0.09%) as a preservative.

MATERIALS NOT PROVIDED

1. Alethia Group B Streptococcus (GBS) DNA Amplification Test Kit (Product Code 480350)
2. Disposable latex gloves, powder free
3. DNase/RNase free, aerosol resistant pipette tips

EQUIPMENT NOT PROVIDED

1. Vortex Mixer
2. Interval Timer
3. Micropipette capable of dispensing 50 µL
4. Alethia Incubator/Reader

PRECAUTIONS

1. All reagents are for *in vitro* diagnostic use only.
2. This is a quality control reagent and is used to evaluate the performance of the Alethia GBS DNA Amplification Assay. It is not directly used to test patient samples.
3. Transport and store these reagents at 2-8°C when not in use. Do not freeze.
4. Do not eat, drink or smoke in areas where specimens or kit reagents are handled.
5. Wear disposable gloves while handling specimens and thoroughly wash hands afterwards.
6. CDC/NIH manual "Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories", 2009
7. Quality Control Programs for Molecular Testing Laboratories should be employed.
8. The Alethia GBS Test Device contains lyophilized reagents. The protective pouch should not be open until ready to perform the assay.
9. The Alethia GBS Test Device includes a latch feature that is designed to prevent contamination of the test area with amplification product. Do NOT use Test Devices with broken latches.
10. Dispose of used Alethia Test Devices immediately after processing, leaving the device latch securely in place. Opening the device after amplification may result in contamination of the test area with amplification product.

HAZARD and PRECAUTIONARY STATEMENTS

There are no known hazards associated with this product.

SHELF LIFE AND STORAGE

The expiration date is indicated on the kit label. Store the kit at 2-8°C.

QUALITY CONTROL TEST PROCEDURE

This test should be performed per applicable local, state, or federal regulations or accrediting agencies.

1. Bring Alethia External Controls and all kit components to room temperature (21-27°C) before testing. Incorrect results may be obtained if Control Materials are not brought to room temperature prior to use.
2. Use 1 Alethia GBS Test Device for each Positive Control and Negative Control reagent to be tested.
3. Transfer 50 µL of Negative Control to an appropriately labeled Alethia Reaction Buffer tube.
4. Vortex the Reaction Buffer Tube containing Negative Control for approximately 10 seconds.
5. Remove 1 Alethia GBS Test Device from its protective pouch for the Negative Control. Carefully open the device, holding the tubes such that the lyophilized reagent will not fall out upon opening. Place device on a flat surface or in a rack that can accommodate the device.
6. Using a micropipette, first transfer 50 µL from the Reaction Buffer tube containing Negative Control to the TEST chamber (left/White Bead), and then transfer 50 µL from the Reaction Buffer tube containing Negative Control to the CONTROL chamber (right/Yellow Bead) of the Alethia Test Device. Take care not to introduce air to the reaction mixture. Do not mix reactions with pipette. Close the Alethia Test Device and fasten the latch securely.
7. Transfer 50 µL of Positive Control to an appropriately labeled Alethia Reaction Buffer tube.
8. Vortex the Reaction Buffer Tube containing Positive Control for approximately 10 seconds.
9. Remove 1 Alethia GBS Test Device from its protective pouch for the Positive Control. Carefully open the device, holding the tubes such that the lyophilized reagent will not fall out upon opening. Place device on a flat surface or in a rack that can accommodate the device.
10. Using a micropipette, first transfer 50 µL from the Reaction Buffer tube containing Positive Control to the TEST chamber (left/White Bead), and then transfer 50 µL from the Reaction Buffer tube containing Positive Control to the CONTROL chamber (right/Yellow Bead) of the Alethia Test Device. Take care not to introduce air to the reaction mixture. Do not mix reactions with pipette. Close the Alethia Test Device and fasten the latch securely.
11. Gently mix each device by tapping or flicking, being careful not to introduce air bubbles or get the reaction mixture into the device lid. Carefully examine the test device for air bubbles or liquid in the lid. If air bubbles or liquid is noted, tap the device on the bench top and repeat the visual inspection.
12. Insert each Alethia Test Device into the Alethia Incubator/Reader and initiate amplification reaction and detection. Results will be displayed at the conclusion of the run.

INTERPRETATION OF RESULTS

Sample ID	Reported Result	Interpretation
Positive Control	POSITIVE	Valid positive control result. Reagents active at time of use, Alethia Incubator/Reader performing correctly.
	NEGATIVE	Incorrect control result. Repeat the control tests as the first step in determining the root cause of the failure. If control failures are repeated please contact Meridian's Technical Services Department at 1-800-343-3858 (US) or your local distributor.
	INVALID	No reportable result. Repeat entire assay run using original samples. Improper sample preparation, reagent failure, instrument failure or internal control failure.
Negative Control	POSITIVE	Incorrect control result. Repeat the control tests as the first step in determining the root cause of the failure. If control failures are repeated please contact Meridian's Technical Services Department at 1-800-343-3858 (US) or your local distributor.
	NEGATIVE	Valid negative control result. Reagents active at time of use, Alethia Incubator/Reader performing correctly.
	INVALID	No reportable result. Repeat entire assay run using original samples. Improper sample preparation, reagent failure, instrument failure or internal control failure.
EMPTY WELL	NONE	No Alethia Test Device in the Alethia Incubator/Reader. OR The Alethia Test Device present is compromised due to sample preparation failure, dirty device or improperly sealed device. Repeat the test using original sample.

LIMITATIONS OF THE PROCEDURE

The Positive Control is manufactured in an aqueous solution matrix. Although specimen matrix interference has not been observed with this assay, the aqueous matrix of the controls may not adequately control for specimen matrix effects. If the user wishes to supply controls in the sample matrix, the user is referred to the Clinical and Laboratory Standards Institute guideline EP14-A2, Evaluation of Matrix Effects: Approved Guideline – second edition, January 2005.

ITALIANO

alethia™

Group B Streptococcus
External Control

Reagenti di controllo esterno da utilizzarsi con il Test di amplificazione del DNA Alethia Group B Streptococcus (GBS)

REF 479900

IVD

Rx Only

FINALITÀ D'USO

Il Kit dei controlli esterni Alethia GBS contiene reagenti di controllo positivi e negativi da usarsi con il kit del test Alethia Group B Streptococcus. I controlli esterni vengono utilizzati nell'ambito di un programma di routine di controllo della qualità.

SOMMARIO E SPIEGAZIONE DEL TEST

I test di controllo della qualità vengono eseguiti per rilevare fattori quali il deterioramento dei reagenti, condizioni di analisi o ambientali avverse oppure variazioni nelle prestazioni dell'operatore che possono causare errori di analisi. I reagenti di controllo esterni, quali il controllo negativo e il controllo positivo esterni Alethia GBS, non sono integrati nel sistema di analisi, tuttavia vengono analizzati con le stesse modalità previste per i campioni dei pazienti.

PRINCIPI BIOLOGICI

Al fine di verificare che i kit del test di Amplificazione del DNA Alethia GBS abbiano prestazioni adeguate, è necessario analizzarli periodicamente con reagenti noti di controllo esterno positivi e negativi noti. La frequenza con la quale un laboratorio esegue i controlli esterni dipende dai seguenti fattori:

1. Livello di esperienza del laboratorio;
2. Requisiti di controllo interni al laboratorio;
3. Requisiti degli enti di accreditamento del laboratorio;
4. Numero di operatori nuovi e diversi che eseguono il test;
5. Apertura di un nuovo kit appartenente ad un lotto diverso da quella in uso;
6. Utilizzo di un nuovo kit appartenente al lotto già in uso ma pervenuto con una spedizione differente;
7. Eventualità che si siano verificate deviazioni dalle condizioni di conservazione o manipolazione stabile dal produttore.

Qualora il controllo di qualità produca risultati inaccettabili, tutti i risultati delle analisi devono essere considerati non validi. Eventuali fallimenti nelle analisi di controllo qualità indicano variazioni dei reagenti, delle condizioni di analisi o nell'esecuzione da parte degli operatori.

REAGENTI/MATERIALI FORNITI

Il numero massimo di analisi eseguibili con questo kit è indicato sulla confezione esterna.

1. Controllo positivo Alethia GBS: Soluzione tampone Tris contenente DNA plasmidico non infettivo (con un inserto di *S. aureus* e *S. agalactiae*) con sodio azide (0,09%) come conservante.

2. Controllo negativo Alethia: Soluzione tampone Tris contenente DNA plasmidico non infettivo (con un inserto di *S. aureus*) con sodio azide (0,09%) come conservante.

MATERIALI NON FORNITI

1. Kit per il Test di Amplificazione del DNA Alethia Group B Streptococcus (GBS) (Numero di catalogo 480350)
2. Guanti in lattice monouso, senza talco
3. Puntali per pipette resistenti alla contaminazione da aerosol, privi di DNase/RNase

DISPOSITIVI NON FORNITI

1. Vortex
2. Timer
3. Micropipetta in grado di dispensare 50 µL
4. Incubatore/lettore Alethia

PRECAUZIONI

1. Tutti i reagenti sono esclusivamente per uso diagnostico *in vitro*.
2. Questo prodotto è un reagente di controllo qualità inteso per valutare le prestazioni del Test di amplificazione del DNA Alethia GBS. Non va utilizzato direttamente per analizzare i campioni dei pazienti.

3. Quando non vengono utilizzati, trasportare e conservare i reagenti a 2-8°C. Non congelare.
4. Non mangiare, bere, o fumare nelle aree in cui si maneggiano campioni e reagenti del kit.

5. Indossare guanti monouso durante la manipolazione dei campioni e, al termine, lavarsi accuratamente le mani.

6. Consultare il manuale CDC/NIH "Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories", 2009

7. Applicare i requisiti indicati nei Programmi di controllo qualità per i laboratori che eseguono analisi molecolari.

8. Il Dispositivo Test Alethia GBS contiene reagenti liofilizzati. La busta protettiva non deve essere aperta finché non si è pronti ad eseguire l'analisi.

9. Il Dispositivo Test Alethia GBS include una linguetta di chiusura progettata per evitare la contaminazione dell'area di analisi con il prodotto di amplificazione. NON usare dispositivi di analisi con linguette di chiusura danneggiate.

10. Eliminare immediatamente i Dispositivi Test Alethia subito dopo l'uso, lasciando chiuse le linguette. L'apertura del dispositivo dopo l'amplificazione può provocare la contaminazione dell'area di analisi con il prodotto di amplificazione.

DICHIARAZIONI DI PERICOLO E PRUDENZA

Per le nostre attuali conoscenze, non ci sono rischi associati a questo prodotto.

STABILITÀ E CONSERVAZIONE

La data di scadenza è indicata sull'etichetta del kit. Conservare il kit a 2-8°C.

PROCEDURA DI ANALISI DEL CONTROLLO QUALITÀ

Il test va eseguito conformemente ai requisiti stabiliti dai competenti enti locali, regionali, nazionali o dagli enti di accreditamento.

1. Prima di iniziare l'analisi portare i controlli esterni Alethia e tutti i componenti del kit a temperatura ambiente (21-27°C). Se i materiali di controllo non sono portati a temperatura ambiente prima dell'uso, si possono ottenere risultati non corretti.
2. Usare 1 Dispositivo Test Alethia GBS per ogni reagente di controllo positivo e negativo da analizzare.
3. Trasferire 50 µL di Controllo Negativo in una provetta con il tampone di Reazione Alethia adeguatamente etichettata.

4. Agitare con il vortex la provetta con il Tampone di Reazione contenente il Controllo Negativo per circa 10 secondi.

5. Estrarre 1 Dispositivo Test Alethia GBS dalla busta protettiva per il controllo negativo. Aprire attentamente il dispositivo, maneggiando la camera in modo tale che il reagente liofilizzato non fuoriesca all'apertura. Posizionare il dispositivo su una superficie piana o in un portaprovette che possa contenere.
6. Usando una micropipetta, trasferire prima 50 µL dalla provetta del Tampone di Reazione contenente il Controllo Negativo nella camera del TEST (Sinistra/microsfera bianca), poi trasferire 50 µL dalla provetta del Tampone di Reazione contenente il Controllo Negativo nella camera del CONTROLLO (Destra/microsfera gialla) del Dispositivo Test Alethia. Fare attenzione a non introdurre aria nella miscela di reazione. Non miscelare la soluzione di reazione con la pipetta. Chiudere il Dispositivo Test Alethia assicurando bene la linguetta di chiusura.

7. Trasferire 50 µL di Controllo Positivo in una provetta con il Tampone di Reazione Alethia adeguatamente etichettata.

8. Agitare con il vortex la provetta con il Tampone di Reazione contenente il Controllo Positivo per circa 10 secondi.

9. Estrarre 1 Dispositivo Test Alethia GBS dalla busta protettiva per il controllo positivo. Aprire attentamente il dispositivo, maneggiando la camera in modo tale che il reagente liofilizzato non fuoriesca all'apertura. Posizionare il dispositivo su una superficie piana o in un portaprovette che possa contenere.

10. Usando una micropipetta, trasferire prima 50 µL dalla provetta del TEST (Sinistra/microsfera bianca), poi trasferire 50 µL dalla provetta del Tampone di Reazione contenente il Controllo Positivo nella camera del CONTROLLO (Destra/microsfera gialla) del Dispositivo Test Alethia. Fare attenzione a non introdurre aria nella miscela di reazione. Non miscelare la soluzione di reazione con la pipetta. Chiudere il Dispositivo Test Alethia assicurando bene la linguetta di chiusura.

11. Miscelare delicatamente ogni dispositivo picchiettandolo o agitandolo leggermente, prestando attenzione a non introdurre bolle d'aria o a non far entrare la miscela di reazione nel tappo del dispositivo. Esaminare attentamente il dispositivo di analisi per escludere la presenza di bolle d'aria o liquido nel tappo. Se sono rilevate bolle d'aria o liquido, picchiettare il dispositivo sul banco di lavoro e ripetere la verifica visiva.

12. Inserire ogni dispositivo di analisi Alethia nell'incubatore/lettore Alethia e dare inizio alla reazione di amplificazione e rilevamento. I risultati saranno visualizzati a conclusione del ciclo.

MATERIEL NON FOURNI

1. Trouse de



Group B Streptococcus

External Control

Materiales de control externo para uso con el análisis de amplificación del ADN de Estreptococo Grupo B (GBS) Alethia**REF 479900 IVD Rx Only****USO INDICADO**

La prueba de control externo de estreptococo Grupo B (Group B Streptococcus, GBS) Alethia contiene reactivos de control positivo y negativo para uso con la prueba de estreptococo Grupo B Alethia. Los controles externos se usan como parte de un programa de control de calidad de rutina.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA

Las pruebas de control de calidad se realizan para detectar factores como el deterioro de reactivos, las condiciones ambientales o de prueba adversas, o la variación en el rendimiento del operador, que puede causar errores de prueba. Los reactivos de control externo, como el control externo positivo y negativo del GBS Alethia, son reactivos que no están incorporados en el sistema de prueba, pero se prueban de la misma forma que las muestras de los pacientes.

PRINCIPIOS BIOLOGICOS

Al fin de verificar que los equipos de prueba de amplificación de ADN de GBS Alethia tengan un rendimiento adecuado, deben probarse periódicamente con reactivos conocidos de control positivo y negativo. La frecuencia con la que un laboratorio realiza controles externos se verá afectado por los siguientes factores:

1. El nivel de competencia del laboratorio.
2. Los propios requisitos internos del laboratorio.
3. Los requisitos de los organismos de acreditación del laboratorio.
4. La cantidad de operadores nuevos y distintos que realizan la prueba.
5. Si se añade un nuevo lote de equipo a la prueba.
6. Si el lote del equipo es de un envío distinto.
7. Si se produjeron desviaciones de las condiciones de almacenamiento o de manejo declaradas por el fabricante.

Cuando se obtienen resultados inaceptables de la prueba de control de calidad, deben considerarse inválidos los resultados de todas las pruebas. Las fallas en la prueba de control de calidad (quality control, QC) indican que los reactivos, el ambiente de prueba o el rendimiento del operador han cambiado.

REACTIVOS/MATERIALES PROPORCIONADOS

El número máximo de pruebas que se puede obtener con este equipo está indicado en el exterior de la caja.

1. Control positivo del GBS Alethia: Solución tamponada con tris, que contiene ADN plasmídico no infeccioso (insertos de S. aureus y S. agalactiae) con azida (0,09%) como conservante.
2. Control negativo Alethia: Solución tamponada con tris que contiene ADN plasmídico no infeccioso (insertos de S. aureus) con azida (0,09%) como conservante.

MATERIALES NO PROPORCIONADOS

1. Prueba de amplificación del ADN de estreptococo Grupo B (GBS) Alethia (código del producto 480350).
2. Guantes de latex desecharable, sin talco
3. Puntas de pipeta resistentes al aerosol, sin ADNasa/ARNasa

EQUIPOS NO PROPORCIONADOS

1. Batidora vórtice
2. Cronómetro de intervalo
3. Micropipeta con capacidad para administrar 50 µL
4. Incubador/lector Alethia

PRECAUCIONES

1. Todos los reactivos son sólo para uso diagnóstico in vitro.
2. Este es un reactivo de control de calidad y se usa para evaluar el rendimiento del análisis de amplificación del ADN del GBS Alethia. No se usa de forma directa para realizar pruebas en muestras de pacientes.
3. Transporte y almacene estos reactivos a una temperatura de 2 a 8 °C cuando no estén en uso. No congele el producto.
4. No consuma alimentos, bebidas ni fume en áreas donde se manipulan las muestras o los reactivos de la prueba.
5. Use guantes desechables cuando manipule muestras y lávese bien las manos después.
6. Manual "Biobesity in Microbiology and Biomedical Laboratories" ("Biobesity en laboratorios de microbiología y biomedicina") de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)/Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH), 2009
7. Deben utilizarse Programas de control de calidad para laboratorios de pruebas moleculares.
8. El Dispositivo de prueba del GBS Alethia contiene reactivos lipofílicos. La bolsa de protección no debe abrirse hasta el momento de realizar el análisis.
9. El Dispositivo de prueba del GBS Alethia incluye un cierre diseñado para evitar la contaminación del área de prueba con el producto de amplificación. NO utilice dispositivos de prueba que tengan el cierre roto.
10. Deseche los Dispositivos de prueba Alethia inmediatamente después del procesamiento y deje el cierre del dispositivo fijo en su lugar. Si el dispositivo se abre después de la amplificación, el área de prueba puede contaminarse con el producto de amplificación.

DECLARACIONES DE RIESGO Y PRECAUCIÓN

No se conoce ningún riesgo asociado con este producto.

VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO

La fecha de vencimiento se indica en la etiqueta del equipo. Almacene el equipo a una temperatura de 2 a 8 °C.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD

Este ensayo debe ser realizado siguiendo las regulaciones de acreditación locales, estatales o federales.

1. Antes de realizar la prueba, lleve los controles externos Alethia y todos los componentes del equipo a temperatura ambiente (de 21 a 27 °C). Es posible que se obtengan resultados incorrectos si los materiales de control no se llevan a temperatura ambiente antes de usarlos.

2. Use 1 dispositivo de prueba del GBS Alethia para cada reactivo de control positivo y negativo al que deba realizar la prueba.

3. Transfiera 50 µL de control negativo a un tubo con tampón de reacción Alethia etiquetado de forma apropiada.

4. Mezcle en el vórtice el tubo con tampón de reacción que contiene los controles negativos durante aproximadamente 10 segundos.

5. Retire de la bolsa de protección 1 dispositivo de prueba del GBS Alethia para realizar el control negativo. Abra el dispositivo con cuidado, sosteniendo los tubos de forma tal que, al abrir el dispositivo, el reactivo lipofílico no se derrame. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana o en una grilla donde pueda caber el dispositivo.

6. Usando una micropipeta, primero transfiera 50 µL del Control Negativo tratado con calor a la cámara de TEST (lado izquierdo/Perla Blanca), y luego transfiera 50 µL del Control Negativo tratado con calor a la cámara de CONTROL (lado derecho/Perla Amarilla) en el Dispositivo de Prueba Alethia. No mezcle las reacciones con pipeta. Tenga cuidado de no introducir aire a la mazcla de reacción.

7. Transferir 50 µL de control positivo a un tubo con tampón de reacción Alethia etiquetado de forma apropiada.

8. Mezcle en el vórtice el tubo con tampón de reacción que contiene los controles positivos, durante aproximadamente 10 segundos.

9. Retire de la bolsa de protección 1 dispositivo de prueba del GBS Alethia para realizar el control positivo. Abra el dispositivo con cuidado, sosteniendo los tubos de forma tal que, al abrir el dispositivo, el reactivo lipofílico no se derrame. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana o en una grilla donde pueda caber el dispositivo.

10. Usando una micropipeta, primero transfiera 50 µL del Control Positivo tratado con calor a la cámara de TEST (lado izquierdo/Perla Blanca), y luego transfiera 50 µL del Control Positivo tratado con calor a la cámara de CONTROL (lado derecho/Perla Amarilla) en el Dispositivo de Prueba Alethia. No mezcle las reacciones con pipeta. Tenga cuidado de no introducir aire a la mezcla de reacción.

11. Mezcle suavemente cada dispositivo dando golpes o sacudiendo, y teniendo cuidado de no introducir burbujas de aire o de ingresar la mezcla de la reacción en la tapa del dispositivo. Examine con cuidado el dispositivo de prueba para ver si hay burbujas o líquido en la tapa. Si se observan burbujas o líquido, golpee suavemente el dispositivo sobre la mesa de trabajo y repita la inspección visual.

12. Introduzca cada dispositivo de prueba Alethia en el Incubador/lector Alethia, e inicie la reacción y la detección de la amplificación. Los resultados se visualizarán al finalizar la operación.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

ID de la muestra	Resultado informado	Interpretación
Control positivo	POSITIVO	Resultado de control positivo válido. Los reactivos están activos durante el uso. Incubador/lector Alethia funciona correctamente.
	NEGATIVO	Resultado de control incorrecto. Repita la prueba de control como primer paso para determinar la causa de la falla. Si se repite la falla luego de repetir el control contacte el Departamento de Servicios Técnicos de Meridian al 1-800-343-3858 (USA) o su distribuidor local.
	INVÁLIDO	No hay resultados para informar. Repita toda la operación de análisis usando las muestras originales. Preparación incorrecta de muestras, falla del reactivo, falla del instrumento o falla del control interno.
Control negativo	POSITIVO	Resultado de control incorrecto. Repita la prueba de control como primer paso para determinar la causa de la falla. Si se repite la falla luego de repetir el control contacte el Departamento de Servicios Técnicos de Meridian al 1-800-343-3858 (USA) o su distribuidor local.
	NEGATIVO	Resultado de control negativo válido. Los reactivos están activos durante el uso. Incubador/lector Alethia funciona correctamente.
	INVÁLIDO	No hay resultados para informar. Repita toda la operación de análisis usando las muestras originales. Preparación incorrecta de muestras, falla del reactivo, falla del instrumento o falla del control interno.
VACIAR COMPLETAMENTE	NINGUNO	No hay dispositivo de prueba Alethia en el incubador/lector Alethia. O El presente dispositivo de prueba Alethia se encuentra comprometido a causa de una falla en la preparación de las muestras, la suciedad del dispositivo o la colocación incorrecta del dispositivo. Repita la prueba usando la muestra original.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

El control positivo se fabrica con una matriz de solución acuosa. Si bien no se han observado interferencias en la matriz de la muestra durante este análisis, es posible que la matriz acuosa de los controles no funcione adecuadamente como control de los efectos de la matriz de la muestra. Si el usuario desea proveer controles en la matriz de la muestra, se remite al usuario a la pauta EP14-A2, Evaluación de los efectos de la matriz (Evaluation of Matrix Effects) del Instituto de Estandares Clínicos y de Laboratorio (Clinical and Laboratory Standards Institute): Pautas aprobadas, segunda edición, enero de 2005.

DEUTSCH

Group B Streptococcus

External Control

Externe Kontrollmaterialien zur Verwendung mit dem Alethia Gruppe B-Streptokokken (GBS) DNA-Amplifikationsassay**REF 479900 IVD Rx Only****VERWENDUNGSZWECK**

Das Alethia GBS Externe Kontrollkit enthält Positiv- und Negativkontrollenreagenzien, die mit dem Alethia Gruppe B-Streptokokken-Testkit zu verwenden sind. Externe Kontrollen werden als Teil eines Routine-Kontrollprogramms verwendet.

ZUSAMMENFASSUNG UND ERLÄUTERUNG DES TESTS

Qualitätskontrolltests werden durchgeführt, um Faktoren zu ermitteln, die Testfehler verursachen können, wie beispielsweise Reagenzienverfall, negative Umwelt- oder Testbedingungen oder Abweichungen durch die Leistung des Anwenders. Externe Kontrollreagenzien, wie beispielsweise Alethia GBS Externe Positivkontrolle und Negativkontrolle, sind Reagenzien, die nicht in das Testsystem integriert sind, aber auf gleiche Weise wie Patientenproben getestet werden.

BIOLOGISCHE PRINZIPIEN

Um sicherzustellen, dass die Alethia GBS DNA-Amplifikations-Testkits korrekt durchgeführt werden, müssen sie regelmäßig mit bekannten positiven und negativen externen Kontrollreagenzien getestet werden. Die Häufigkeit, mit der ein Labor die externen Kontrollen durchführt, wird beeinflusst durch:

1. Das Leistungs niveau des Labors,
2. Die laboreigenen, internen Anforderungen,
3. Die Anforderungen der Akkreditierungsgesellschaften des Labors,
4. Die Anzahl neuer und unterschiedlicher Anwender, die den Test durchführen,
5. Ob dem Test eine neue Kit-Charge hinzugefügt wurde,
6. Ob die Kit-Charge Teil einer anderen Lieferung war und
7. Ob sich die vom Hersteller genannten Bedingungen zur Aufbewahrung oder Handhabung geändert haben.

Wenn inakzeptable Ergebnisse bei den Qualitätskontrolltests gewonnen werden, sind alle Testergebnisse als ungültig anzusehen. Fehler bei Qualitätskontrolltests sind ein Hinweis darauf, dass Reagenzien, Testumgebung oder Anwenderleistung geändert wurden.

REAGENZIEN/ENTHALTE MATERIALE

Die Höchstzahl der mit diesem Testkit durchführbaren Tests ist auf der Außenseite der Packung angegeben.

1. Alethia GBS-Positivkontrolle: Tris-gepufferte Lösung, die nicht-infektiöse Plasmid-DNA (S. aureus und S. agalactiae-Inserts) mit Azid (0,09 %) als Konserverungsstoff enthält.

2. Alethia GBS-Negativkontrolle: Tris-gepufferte Lösung, die nicht-infektiöse Plasmid-DNA (S. aureus-Insert) mit Azid (0,09 %) als Konserverungsstoff enthält.

3. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die nicht-infektiöse Plasmid-DNA (S. aureus und S. agalactiae-Inserts) mit Azid (0,09 %) als Konserverungsstoff enthält.

4. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die nicht-infektiöse Plasmid-DNA (S. agalactiae-Insert) mit Azid (0,09 %) als Konserverungsstoff enthält.

5. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

6. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

7. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

8. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

9. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

10. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

11. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

12. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

13. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

14. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

15. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

16. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

17. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

18. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

19. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

20. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

21. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

22. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

23. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

24. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

25. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

26. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepufferten Reagenzien, die keine Reagenzien enthalten.

27. Eine Kontrollmatrix aus Tris-gepuff