



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

H. Pylori Rapid Stain (1-Step)

Description:

The H. Pylori Rapid Stain (1-Step) is a single component reagent that has been developed to identify helicobacter pylori in a procedure that requires less than 10 minutes to complete. Procedure is effective for fresh, frozen, and paraffin embedded sections. Helicobacter Pylori has been shown to be the causative organism in some gastric ulcers.

H. Pylori	Dark Blue/Purple
Cytoplasm:	Pink to Red
Background:	Violet
Nuclei:	Blue

Uses/Limitations:

Not to be taken internally.
 For In-Vitro Diagnostic use only.
 Histological applications.
 Do not use past expiration date.
 Use caution when handling reagents.
 Non-Sterile.

Availability:

<u>Item #</u>	<u>Volume</u>
HPS500	500 ml
HPS999	1000 ml
HPS-20000	20 liters

Storage:

Store at 18-25°C.

Precautions:

Avoid contact with skin and eyes.
 Harmful if swallowed.
 Follow all Federal, State, and local regulations regarding disposal.

Procedure:

1. Deparaffinize sections if necessary and hydrate to distilled water.
2. Apply H. Pylori Rapid Stain (1-Step) and incubate for 1 minute (for darker results stain may be left on for up to 5 minutes).
3. Rinse quickly in tap water followed by one dip in distilled water.
4. Air dry slides. Note: Graded alcohols will remove stain.
5. Clear, and mount in synthetic resin.

References:

1. Totimi, O., et al. Histological Identification of Helicobacter Pylori: comparison of staining methods. Journal of Clinical Pathology, 2000, Volume 53, pages 756-759.
2. Leung, J.K., et al. Rapid Staining Method for Helicobacter Pylori in Gastric Biopsies. Journal of Histotechnology, 1996, June, Number 2, pages 131-132.

 Storage: 18° C  25° C



ScyTek Laboratories, Inc.
 205 South 600 West
 Logan, UT 84321
 U.S.A.

 IVD

EC REP EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
 Molsnstraat 15
 2513 BH Hague, The Netherlands