

Produkt	Ausgangsvolumen	Konzentration	Filtrationsmethode
Vivaspin 500	100 bis 600 μ l	bis 5 μ l	Zentrifugal
Vivaspin 2	3ml (Ausschwingrotor) 2ml (Festwinkelrotor)	bis 8 μ l	Zentrifugal
Vivaspin 4	1-4ml	bis 20 μ l	Zentrifugal
Vivaspin 6	6ml	bis 30 μ l	Zentrifugal
Vivaspin 20	20ml (Ausschwingrotor) 14ml (Festwinkelrotor) 15ml mit Druckkappe	bis 50 μ l	Zentrifugal Druck
Vivacell 70	10 bis 70ml	bis 150 μ l	Zentrifugal Druck
Vivacell 250	50 bis 250ml	bis 600 μ l	Druck
Vivapore 2	0.5 bis 2.5ml	bis 20 μ l	Absorption
Vivapore 5	1 bis 5ml	bis 50 μ l	Absorption
Vivapore 10/20	2 bis 20ml	bis 50 μ l	Absorption
Vivaflow 50	100ml bis 5L	< 10ml	Tangentialfluß
Vivaflow 200	500ml bis 5L und mehr	< 20ml	Tangentialfluß