



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Datasheet

HepG2 (human hepatoblastoma) nuclear extract lysate (non- denatured)

Storage Instruction: Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.

Catalog Number: L074V4

Regulation Status: For research use only (RUO)

Product Description: Nuclear extract cell lysate (non-denatured)

Tissue: Liver

Host: Human

Protocols: See our web site at <http://www.abnova.com/support/protocols.asp> or product page for detailed protocols

Preparation Method: Nuclear extract was prepared by using a modified protocol of Dignam et al. Cells were Harvested and homogenized in Buffer A, and then centrifugated at 25,000 g for 20 minutes to remove cytoplasm and pellet the nuclei. The pellet was re-suspended in Buffer C, and then the suspensions were centrifuged to collect nuclear extract. The supernatant was dialyzed against Buffer D. The dialysate was then centrifuged, divided into aliquots, and stored at -80°C. The protein concentration was determined by the method of Bradford (Bio-Rad protein assay, microplate standard assay). The lysate was adjusted to 2 mg/ml.

Lysis Buffer: Buffer A: 10mM HEPES pH 7.9, 1.5mM MgCl₂, 10mM KCl, 0.5 mM DTT.

Buffer C: 20mM HEPES pH 7.9, 25%(v/v) Glycerol , 0.42M NaCl , 1.5mM MgCl₂, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM DTT & 0.5 mM PMSF.

Buffer D : 20mM HEPES pH 7.9, 20%(v/v) glycerol, 50mM KCl, 0.2 mM EDTA, 0.5 mM DTT & 0.5 mM PMSF.

Recommend Usage: Use it directly for immuno-precipitation, or heat lysate with SDS gel loading buffer to 95°C for 5 minutes followed by rapid cooling for western blot application. If dissociating conditions are required, add reducing agent prior to heating.

Storage Buffer: In Buffer D.