



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Data Sheet

Ready-to-use Mouse-Balbc Liver Paraffin Sections

Catalog #: MP-314-BLC

Quantity: 10 slides

Storage Conditions: Store slides at room temperature in a dry place or at 4°C in a sealed bag containing desiccant. Sections are good for 1 year of the date of purchase if stored properly.

Applications: Paraffin tissue sections are ideal for:

- Cellular localization of protein of interest in mouse tissues by immunohistochemistry.
- Cellular localization of mRNA of interest in mouse tissues by *in situ* hybridization or *in situ* PCR using both radioactive- and non-radioactive-labeled probes.

Description: Tissues are freshly harvested from adult Balbc mice, fixed in 10% buffered neutral formalin and processed for embedding in low temperature melting paraffin. Tissue blocks are cut at a thickness of 5 microns and mounted on positively charge slides. All tissue preparation steps from harvesting to embedding in paraffin are done in RNase-, DNase-, and protease-free conditions.

Shipping: Slides are shipped at room temperature in a slide mailer or slide box.

Prior to use: Remove paraffin by dipping slides in xylene or any substitutive agent (3 changes 5 minute each), rehydrate in serial ethanol dilutions, and finally wash with PBS. For *in situ* hybridization use, make alcohol solutions and PBS in RNase-free water.

AMSBIO | www.amsbio.com | info@amsbio.com



UK & Rest of the World
184 Park Drive, Milton Park
Abingdon OX14 4SE, UK
T: +44 (0)1235 828 200
F: +44 (0) 1235 820 482



North America
1035 Cambridge Street,
Cambridge, MA 02141
T: +1 (617) 945-5033 or
T: +1 (800) 987-0985
F: +1 (617) 945-8218



Germany
Bockenheimer Landstr. 17/19
60325 Frankfurt/Main
T: +49 (0) 69 779099
F: +49 (0) 69 13376880



Switzerland
Centro Nord-Sud 2E
CH-6934 Bioggio-Lugano
T: +41(0) 91 604 55 22
F: +41(0) 91 605 17 85