



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC Handels GmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic)



BETHYL | **FORTIS**
LABORATORIES, INC. | LIFE SCIENCES

APPLICATIONS	WB, IHC, ICC, ELISA
SPECIES REACTIVITY	Pig
AMOUNT	1 ml
CONCENTRATION	1 mg/ml
STORAGE/SHELF LIFE	2 – 8°C / 1 year from date of receipt
PHYSICAL STATE	Liquid
BUFFER	Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.2% BSA and 0.05% Pro–Clean 400
ISOTYPE	IgG
ORIGIN	USA
PRODUCTION PROCEDURES	<p>Antiserum was solid phase adsorbed to ensure class specificity. The antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads and conjugated to horseradish peroxidase (HRP).</p> <p>Antibody concentration was determined by extinction coefficient prior to conjugation: absorbance at 280 nm of 1.4 equals 1.0 mg of IgG. Molar enzyme/antibody protein ratio is 4:1.</p>

APPLICATIONS Centrifuge tube to remove product from lid. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the investigator. Prepare working dilution immediately before use.

APPLICATION NOTES Not all listed applications have been specifically tested by our laboratory.

This document certifies that this product has met all of the quality control standards defined by Bethyl Laboratories, Inc.
Michael Spencer, PhD Date: July 11, 2023