



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic)



BETHYL | **FORTIS**
LABORATORIES, INC. | LIFE SCIENCES

By immunoelectrophoresis and ELISA this antibody reacts specifically with donkey IgG and with light chains common to other donkey immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins. This antibody may cross react with IgG from other species.

APPLICATIONS Centrifuge tube to remove product from lid. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the investigator. Prepare working dilution immediately before use.

Immunohistochemistry	1:50 – 1:500
Immunocytochemistry	1:50 – 1:500
Flow Cytometry	1:50 – 1:200
Immunofluorescence	1:50 – 1:500

APPLICATION NOTES Not all listed applications have been specifically tested by our laboratory.

DyLight® 488 is excited at 493 (in PBS) and emits at 518 (in PBS).

DyLight® is a trademark of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.

ADDITIONAL INFO <https://www.fortislife.com/p/A140-107D2>

Use the link above to view SDS, a current list of citations, and other product specific information.

This document certifies that this product has met all of the quality control standards defined by Bethyl Laboratories, Inc.
Michael Spencer, PhD Date: February 12, 2025