



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic)



**BETHYL** | **FORTIS**  
LABORATORIES, INC. | LIFE SCIENCES

Purified	RefSeq ID	NP_478102.2
Catalog No. A700-325CF	Uniprot ID	Q8N726
Lot No. 1		

APPLICATIONS	WB, IP, IHC, ICC, Flow Cyt
SPECIES REACTIVITY	Human
AMOUNT	100 µl
CONCENTRATION	1000 µg/ml
STORAGE/SHELF LIFE	2 – 8°C / 1 year from date of receipt
PHYSICAL STATE	Liquid
BUFFER	Phosphate Buffered Saline (PBS) with 0.09% Sodium Azide, BSA-Free
ISOTYPE	IgG
CLONE #	BLR325M
ORIGIN	USA
PRODUCTION PROCEDURES	Recombinant antibody was purified from cell culture supernatant.  Immunogen was a peptide representing a region between residue 100 and 150 of human Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A isoform p14ARF using the numbering given in entry NP_478102.2 (Gene

**APPLICATION NOTES**

All western blot analysis is performed using 5% Milk–TBST for blocking and as antibody diluent. Primary antibody is incubated overnight.

Western blots of cell lysates are performed using Goat anti–Rabbit IgG Heavy and Light Chain Antibody (A120–101P).

Western blots of immunoprecipitates are performed using Goat anti–Rabbit Light Chain HRP Conjugate (A120–113P) with 5% Normal Pig Serum (S100–020) added to the blocking buffer.

A700–325CF is the carrier–free formulation of A700–325. This product is optimized for conjugation with enzymes, fluorochromes, biotin, radioisotopes, oligonucleotides, microspheres, and other reagents. The optimal experimental concentration of the antibody post–conjugation must be determined by the investigator.

This document certifies that this product has met all of the quality control standards defined by Bethyl Laboratories, Inc.  
Michael Spencer, PhD Date: June 25, 2024