



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

# Human IgA Antiserum

Goat Polyclonal

Antiserum

Catalog No. A80-102S-1L

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>APPLICATIONS</b>          | IEP, DD   |
| <b>SPECIES REACTIVITY</b>    | Human   |
| <b>AMOUNT</b>                | 1 L   |
| <b>STORAGE/SHELF LIFE</b>    | 2 – 8°C / 2 years from date of receipt  |
| <b>PHYSICAL STATE</b>        | Liquid  |
| <b>BUFFER</b>                | Serum containing 0.09% Sodium Azide   |
| <b>ISOTYPE</b>               | IgG   |
| <b>ORIGIN</b>                | USA   |
| <b>PRODUCTION PROCEDURES</b> | By immunoelectrophoresis, the antiserum reacts specifically with human IgA.<br><br>This product meets European Union requirements for production of technical blood products.<br><br>This antibody may cross react with IgA from other species. |

**APPLICATIONS** Centrifuge tube to remove product from lid. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the investigator. Prepare working dilution immediately before use.

|     |      |
|-----|------|
| IEP | Neat |
| DD  | Neat |

**APPLICATION NOTES** For use in precipitin gel reactions (e.g. immunoelectrophoresis (IEP) or double diffusion Ouchterlony (DD)).

Optimal working dilutions should be determined experimentally by the investigator.

**ADDITIONAL INFO** <https://www.fortislife.com/p/A80-102S-1L>

Use the link above to view SDS, a current list of citations, and other product specific information.

This document certifies that this product has met all of the quality control standards defined by Bethyl Laboratories, Inc.  
Michael Spencer, PhD Date: January 11, 2024