



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

## Product Information

<b>Description:</b>	This kit contains all the components required for Human iPSC Derived Cardiomyocytes (BPS Bioscience #78437) thaw.
<b>Formulation:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Component A:</b> Maintenance Medium C17 (BPS Bioscience #78509)</li><li>• <b>Component B:</b> Serum Replacement.</li><li>• <b>Component C:</b> 10 mM Thiazovivin.</li></ul>
<b>Quality:</b>	Mycoplasma-free. All components are low endotoxin.
<b>Storage:</b>	Upon receipt, Thaw Medium Kit C17 should be stored in the dark at -20°C.
<b>Stability:</b>	When stored in the dark at -20°C, the product is stable for six months. Component A can be stored at 4°C for a month after thaw. Thaw components at 4°C or room temperature (do not use a water bath at 37°C to thaw). Avoid repeated freeze/thaw cycles.
<b>Preparation:</b>	Thaw Medium C17 (prepare immediately before use): add 5 ml of Component B and 50 µl of 10 mM of Component C to 45 ml of Component A. Prepare under aseptic conditions. Do not filter.
<b>Culture Protocol:</b>	For detailed thawing and cell culture protocol, see Human iPSC Derived Cardiomyocytes (BPS Bioscience #78437) datasheet.