



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Product Information

Description:	TCellIM (T cell medium) is optimized for cultivating BPS Bioscience's T cells.
Formulation:	Contains Iscove's MDM, Heat inactivated Fetal Bovine Serum (HiFBS), 1% penicillin/streptomycin, 2-Mercaptoethanol, insulin, and other supplements.
Quality:	Sterile filtered (0.2 µm) and Mycoplasma-free. All components are low endotoxin. FBS is ISIA-certified and sourced from the United States of America.
Storage:	Upon receipt, the medium should be stored in the dark at -20°C.
Stability:	Do not exceed 37°C. When stored in the dark at -20°C, the product is stable for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

Directions for Use:

1. Thaw TCellIM™ at room temperature (15 - 25°C) or overnight at 4°C. Mix thoroughly.
NOTE: If not used immediately, store at 2 - 8°C for up to 1 month. Alternatively, aliquot into tubes and store at -20°C. After thawing aliquots, do not re-freeze.
2. Add desired cytokines, growth factors, and other components to TCellIM™. Mix thoroughly. Set up cultures as desired.