



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

TECHNICALLY *Speaking*

Place your order with CEDARLANE® or your local distributor.

Please contact CEDARLANE® for lot specific information.

Recombinant Human CD29

CLPRO475

CLPRO475-2

CLPRO475-3

Lot:

Background: CD29 (integrin b1 chain) is a 130 kDa single chain type I glycoprotein expressed as a heterodimer (non-covalently associated with the integrin α subunits 1-6). CD29 is broadly expressed on majority of hematopoietic and non-hematopoietic cells (leukocytes, platelets, fibroblasts, endothelial cells, epithelial cells and mast cells).

Source: *E.Coli*

Presentation: 2 μ g (CLPRO475), 5 μ g (CLPRO475-2), or 10 μ g (CLPRO475-3), sterile filtered liquid. The recombinant human CD29 protein (579-799 a.a.) at a concentration of 100 μ g/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.

Stability: Store vial at -20°C to -80°C. When stored at the recommended temperature, this protein is stable for 12 months. Please avoid freeze-thaw cycles.

Applications:

- ELISA
- Inhibition Assays
- Western Blotting

Characterization: On SDS-PAGE coomassie blue stained gel, the purified recombinant protein shows a band at 48 kDa.

Laboratory Reagent For Research Use Only

JV 08/30/07

For more information or to place an order please contact...

CEDARLANE®
LABORATORIES LIMITED



toll free: 1-800-268-5058
in North America

phone: (905) 878-8891 • fax: (905) 878-7800

5516 - 8th Line, R.R.#2, Hornby, Ontario, CANADA L0P 1E0

or visit our website for a list of our international distributors including contact information
website: www.cedarlanelabs.com • e-mail: info@cedarlanelabs.com