



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

# TECHNICALLY *Speaking*

Place your order with CEDARLANE® or your local distributor.  
Please contact CEDARLANE® for lot specific information.

## Background Blocker™

(Blocking Reagent for Positively Charged tissues and surfaces)

CLSG80115

Lot: J611

**Size:** 100 ml

**Intended Use:** This product is designed for blocking nonspecific background staining observed during the immunostaining.

**Introduction:** Background Blocker is unique serum free blocking solution used to reduce nonspecific background staining during immunostaining techniques. Background Blocker is a universal blocking agent hence eliminates the need of matching species with the link antibody. This blocking reagent has been shown to be superior than the serum based blocking solutions. Background Blocker can be used for ELISA and Western blotting techniques besides immunohistochemistry.

**Storage:** Store refrigerated.

**Procedure:**

1. Deparaffinize the slides and bring them to water.
2. If desired, block hydrogen peroxidase activity.
3. Wash tissue sections with wash buffer.
4. Apply few drops of Background Blocker to cover the tissue sections completely. Incubate at room temperature for 10 min.
5. Drain off excess of Background Blocker and apply primary antibody without washing the slides.

**Laboratory Reagent For Research Use Only**

JV 03/16/09

For more information or to place an order please contact...

**CEDARLANE®**  
**LABORATORIES LIMITED**



*toll free: 1-800-268-5058*  
*in North America*

phone: (905) 878-8891 • fax: (905) 878-7800

5516 - 8th Line, R.R.#2, Hornby, Ontario, CANADA L0P 1E0

or visit our website for a list of our international distributors including contact information  
website: [www.cedarlanelabs.com](http://www.cedarlanelabs.com) • e-mail: [info@cedarlanelabs.com](mailto:info@cedarlanelabs.com)