



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

TECHNICALLY *Speaking*

Place your order with CEDARLANE® or your local distributor.

Please contact CEDARLANE® for lot specific information.

Mouse Anti-Human Endothelial Cell, CD31 Prediluted Monoclonal Antibody

CLSG80273

Lot:

Immunogen:

BALB/C mice were injected with the membrane preparation of spleen of a patient with hairy cell leukemia.

Clone:

JC/70A

Isotype:

IgG1, Kappa

Format:

6ml. This antibody has been pretitered and quality controlled to work on formalin-fixed paraffin-embedded as well as acetone fixed cryostat tissue sections. No further titration is required.

Staining Protocol:

We suggest an incubation period of 30 minutes at room temperature. However, depending upon the fixation conditions and the staining system employed, optimal incubation should be determined by the user. Enzymatic predigestion of formalin fixed tissue sections with proteolytic enzymes is recommended before immunostaining.

Specificity:

This antibody reacts with endothelial cells and is specific against a glycoprotein of 100 kD. This antibody stains platelets as well as B cells in the mantle zone, neutrophils and peripheral T cells.

Positive Control:

Tonsil

Cellular Localization:

Cell membrane

Storage:

Store the antibody at 4-8°C. Do not use it beyond the expiration date stated on the label.

References:

i) Parums et al. J Clin Pathol 43: 752, 1990.

For Research Use Only. Not for Diagnostic or Therapeutic Work.

JV 04/24/06

For more information or to place an order please contact...

CEDARLANE®
LABORATORIES LIMITED



toll free: 1-800-268-5058
in North America

phone: (905) 878-8891 • fax: (905) 878-7800

5516 - 8th Line, R.R.#2, Hornby, Ontario, CANADA L0P 1E0

or visit our website for a list of our international distributors including contact information
website: www.cedarlanelabs.com • e-mail: info@cedarlanelabs.com