



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

TECHNICALLY *Speaking*

Place your order with CEDARLANE® or your local distributor.

Please contact CEDARLANE® for lot specific information.

Mouse Anti-Human Glycophorin A Pre-diluted Monoclonal Antibody

CLSG80368

Lot:

Immunogen: BALB/C mice were immunized with formalin fixed membrane from a Hairy cell leukemia.

Clone: JC159

Isotype: IgG1, Kappa

Format: **6 ml.** This antibody has been pre-titered and quality controlled to work on formalin-fixed paraffin-embedded as well as acetone fixed cryostat tissue sections. No further titration is required.

Staining Protocol: We suggest an incubation period of 30 minutes at room temperature. However, depending upon the fixation conditions and the staining system employed, optimal incubation should be determined by the user. Suitable for formalin/ paraffin tissues.

Positive Control: Tonsil

Cellular Localization: Cell membrane

Specificity: This antibody is specific to erythroid cells at various stages of differentiation from the erythroblast to the mature red cell.

Storage: Store the antibody at 2-8°C. Do not use it beyond the expiration date stated on the label.

References:
i) Erber et al. Hematol Rev %: 113, 1991.
ii) Greaves et al. Blood 61: 645, 1983.
iii) Loken et al. Blood 69: 255, 1987

Laboratory Reagent For Research Use Only

JV 05/07/08

For more information or to place an order please contact...

CEDARLANE®
LABORATORIES LIMITED



toll free: 1-800-268-5058
in North America

phone: (905) 878-8891 • fax: (905) 878-7800

5516 - 8th Line, R.R.#2, Hornby, Ontario, CANADA L0P 1E0

or visit our website for a list of our international distributors including contact information
website: www.cedarlanelabs.com • e-mail: info@cedarlanelabs.com