



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC Handels GmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

TECHNICALLY *Speaking*

Place your order with CEDARLANE® or your local distributor.

Please contact CEDARLANE® for lot specific information.

Rabbit anti-Human IgG, Pre-diluted Polyclonal Antibody

CLSG80390

Lot:

Immunogen:

IgG isolated from a pool of normal human sera.

Host:

Rabbit

Format:

6 ml. This antibody has been pre-titered and quality controlled to work on formalin-fixed paraffin-embedded as well as acetone fixed cryostat tissue sections. No further titration is required.

Staining Protocol:

We suggest an incubation period of 30 minutes at room temperature. However, depending upon the fixation conditions and the staining system employed, optimal incubation conditions should be determined by the user. Proteolytic treatment is required prior to immunostaining of formalin fixed paraffin embedded tissue sections.

Specificity:

This antibody reacts with gamma-chains of human IgG. Nonspecific antibodies have been removed by solid-phase absorption.

Positive Control:

Tonsil

Cellular Localization:

Cytoplasmic

Storage:

Store the antibody at 2-8°C. Do not use it beyond the expiration date stated on the label.

Laboratory Reagent For Research Use Only

JV 12/22/08

For more information or to place an order please contact...

CEDARLANE®
LABORATORIES LIMITED



toll free: 1-800-268-5058
in North America

phone: (905) 878-8891 • fax: (905) 878-7800

5516 - 8th Line, R.R.#2, Hornby, Ontario, CANADA L0P 1E0

or visit our website for a list of our international distributors including contact information
website: www.cedarlanelabs.com • e-mail: info@cedarlanelabs.com