



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC Handels GmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic)



# TECHNICALLY *Speaking*

Place your order with CEDARLANE® or your local distributor.

Please contact CEDARLANE® for lot specific information.

## Non-Immune Sheep IgG FITC Conjugated Purified IgG

**CLSP02**

**Lot :** FTIG308-1R3

**Exp:** 09/2010

**Presentation:** **0.1 ml** of purified immunoglobulin from sheep serum conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC). The IgG-FITC concentration is **1 mg/ml** in phosphate buffered saline (PBS) containing 1 mg/ml bovine albumin and 0.1% sodium azide (w/v), pH 7.4. The incorporation of FITC is 6.13 moles fluorescein per mole IgG as determined spectrophotometrically.

**Storage:** Store at 2-8°C and protect from light.

**Specificity:** Prior to conjugation, no reaction was observed with normal human plasma using immunoelectrophoresis and immunodiffusion techniques.

**Application:** This product can be used as a negative control in procedures where sheep antibodies are used.

**Optimum conditions for use of this immunoglobulin in analytical procedures should be established in each laboratory**

**Laboratory Reagent For Research Purposes Only**

JV 03/17/09

For more information or to place an order please contact...

**CEDARLANE®**  
**LABORATORIES LIMITED**



**toll free: 1-800-268-5058**  
**in North America**

phone: (905) 878-8891 • fax: (905) 878-7800

5516 - 8th Line, R.R.#2, Hornby, Ontario, CANADA L0P 1E0

or visit our website for a list of our international distributors including contact information  
**website: [www.cedarlanelabs.com](http://www.cedarlanelabs.com) • e-mail: [info@cedarlanelabs.com](mailto:info@cedarlanelabs.com)**