



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

PRODUCT INFORMATION

Tag	C-Flag&Strep Tag
Target	SCNND
Synonyms	ENaCd, ENaCdelta, SCNED, dNaCh
Description	Human SCNND-Strep full length protein-synthetic nanodisc
Delivery	6~8weeks
Uniprot ID	P51172
Expression Host	HEK293
Protein Families	Ion Channels: Other
Protein Pathways	N/A
Molecular Weight	The human full length SCNND-Strep protein has a MW of 87.9 kDa
Formulation & Reconstitution	Lyophilized from nanodisc solubilization buffer (20 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 8.0). Normally 5% - 8% trehalose is added as protectants before lyophilization. Please see Certificate of Analysis for specific instructions. Do not use solvents with a pH below 6.5 or those containing high concentrations of divalent metal ions (greater than 5 mM) in subsequent experiments.
Storage & Shipping	Store at -20°C to -80°C for 12 months in lyophilized form. After reconstitution, if not intended for use within a month, aliquot and store at -80°C (Avoid repeated freezing and thawing). Lyophilized proteins are shipped at ambient temperature.
Background	Sodium permeable non-voltage-sensitive ion channel inhibited by the diuretic amiloride. Mediates the electrodiffusion of the luminal sodium (and water, which follows osmotically) through the apical membrane of epithelial cells. Controls the reabsorption of sodium in kidney, colon, lung and sweat glands. Also plays a role in taste perception.[UniProtKB/Swiss-Prot Function]
Usage	Research use only
Conjugate	Unconjugated

