



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

PRODUCT INFORMATION

Tag	C-Flag&Strep Tag
Target	KCMB3
Synonyms	BKBETA3, HBETA3, K(VCA)BETA-3, KCNMB2, KCNMBL, SLO-BETA-3, SLOBETA3
Description	Human KCMB3-Strep full length protein-synthetic nanodisc
Delivery	6~8weeks
Uniprot ID	Q9NPA1
Expression Host	HEK293
Protein Families	Ion Channels: Other
Protein Pathways	N/A
Molecular Weight	The human full length KCMB3-Strep protein has a MW of 31.6 kDa
Formulation & Reconstitution	Lyophilized from nanodisc solubilization buffer (20 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 8.0). Normally 5% - 8% trehalose is added as protectants before lyophilization. Please see Certificate of Analysis for specific instructions. Do not use solvents with a pH below 6.5 or those containing high concentrations of divalent metal ions (greater than 5 mM) in subsequent experiments.
Storage & Shipping	Store at -20°C to -80°C for 12 months in lyophilized form. After reconstitution, if not intended for use within a month, aliquot and store at -80°C (Avoid repeated freezing and thawing). Lyophilized proteins are shipped at ambient temperature.
Background	MaxiK channels are large conductance, voltage and calcium-sensitive potassium channels which are fundamental to the control of smooth muscle tone and neuronal excitability. MaxiK channels can be formed by 2 subunits: the pore-forming alpha subunit and the modulatory beta subunit. The protein encoded by this gene is an auxiliary beta subunit which may partially inactivate or slightly decrease the activation time of MaxiK alpha subunit currents. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A related pseudogene has been identified on chromosome 22. [provided by RefSeq, Jul 2009]
Usage	Research use only
Conjugate	Unconjugated

