



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

PRODUCT INFORMATION

Tag	C-Flag&Strep Tag
Target	5HT3D
Synonyms	5HT3D
Description	Human 5HT3D-Strep full length protein-synthetic nanodisc
Delivery	6~8weeks
Uniprot ID	Q70Z44
Expression Host	HEK293
Protein Families	Ion Channels: Cys-loop Receptors
Protein Pathways	N/A
Molecular Weight	The human full length 5HT3D-Strep protein has a MW of 50.2 kDa
Formulation & Reconstitution	Lyophilized from nanodisc solubilization buffer (20 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 8.0). Normally 5% - 8% trehalose is added as protectants before lyophilization. Please see Certificate of Analysis for specific instructions. Do not use solvents with a pH below 6.5 or those containing high concentrations of divalent metal ions (greater than 5 mM) in subsequent experiments.
Storage & Shipping	Store at -20°C to -80°C for 12 months in lyophilized form. After reconstitution, if not intended for use within a month, aliquot and store at -80°C (Avoid repeated freezing and thawing). Lyophilized proteins are shipped at ambient temperature.
Background	The protein encoded this gene belongs to the ligand-gated ion channel receptor superfamily. This gene encodes subunit D of the type 3 receptor for 5-hydroxytryptamine (serotonin), a biogenic hormone that functions as a neurotransmitter, a mitogen and a hormone. This hormone has been linked to neuropsychiatric disorders, including anxiety, depression, and migraine. Serotonin receptors causes fast and depolarizing responses in neurons following activation. The genes encoding subunits C, D and E of this type 3 receptor form a cluster on chromosome 3. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2009]
Usage	Research use only
Conjugate	Unconjugated

