



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

PRODUCT INFORMATION

Tag	C-Flag&Strep Tag
Target	ACHE
Synonyms	ACHRE, CMS1D, CMS1E, CMS2A, CMS4A, CMS4B, CMS4C, FCCMS, SCCMS
Description	Human ACHE-Strep full length protein-synthetic nanodisc
Delivery	6~8weeks
Uniprot ID	Q04844
Expression Host	HEK293
Protein Families	Ion Channels: Cys-loop Receptors
Protein Pathways	N/A
Molecular Weight	The human full length ACHE-Strep protein has a MW of 54.7 kDa
Formulation & Reconstitution	Lyophilized from nanodisc solubilization buffer (20 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 8.0). Normally 5% - 8% trehalose is added as protectants before lyophilization. Please see Certificate of Analysis for specific instructions. Do not use solvents with a pH below 6.5 or those containing high concentrations of divalent metal ions (greater than 5 mM) in subsequent experiments.
Storage & Shipping	Store at -20°C to -80°C for 12 months in lyophilized form. After reconstitution, if not intended for use within a month, aliquot and store at -80°C (Avoid repeated freezing and thawing). Lyophilized proteins are shipped at ambient temperature.
Background	Acetylcholine receptors at mature mammalian neuromuscular junctions are pentameric protein complexes composed of four subunits in the ratio of two alpha subunits to one beta, one epsilon, and one delta subunit. The acetylcholine receptor changes subunit composition shortly after birth when the epsilon subunit replaces the gamma subunit seen in embryonic receptors. Mutations in the epsilon subunit are associated with congenital myasthenic syndrome. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Usage	Research use only
Conjugate	Unconjugated

