



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Clear Mount mounting medium-general purpose

Cat No. GTX28213

Application IHC-P, IHC-Fr, H

Package
30 ml

PRODUCT

Product Description Clear Mount mounting medium - general purpose

APPLICATION

Application Note

Procedure:1. Bring the vial to room temperature.2. Rinse slide to be mounted with DISTILLED OR DEIONIZED WATER, touch the edges of slide on a paper towel to remove excess water. Place slides on a flat surface.3. Turn the vial upside down and open the dropper to remove any air bubbles.4. Apply 3-4 drops of mounting medium directly on top of the specimen and spread out evenly by tilting the slide back and forth or spread evenly with a 0.2 ml plastic pipette tip making sure the tissue is not touched. Excess medium can be removed by touching the edges of slide against a paper towel.5. Let stand at room temperature for about 1 to 2 hours. Or the slides can be heated at 37-40°C for 40-60 minutes. The slides are ready for visualization under a microscope. For oil immersion lenses, a drop of oil can be placed directly on dried Clear-Mount medium for visualization; the oil can be removed by wiping with Kimwipes. Removal of Coverslip: If the coverslip has to be removed, soak the slide in warm (37°C) water for 5-10 minutes until the mounting medium is dissolved. Rinse slide with warm water to remove all mounting medium. The slide can be remounted again.

PROPERTIES

Form Liquid

Storage Keep as concentrated solution, store at 4°C. Do not freeze.

Concentration Ready-to-use

Note For laboratory use only. Not for any clinical, therapeutic, or diagnostic use in humans or animals. Not for animal or human consumption.



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).