



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 



IBA Lifesciences GmbH
Rudolf-Wissell-Str. 28
37079 Goettingen
Germany
Tel.: +49 (0) 551-5 06 72-0
E-mail: info@iba-lifesciences.com
www.iba-lifesciences.com

Data Sheet

StrepMAB-Classic

Cat. No.: 2-1507-001

Version: 21.1
Revision Date: 09.11.2021

Description	StrepMAB-Classic is a highly selective, murine monoclonal antibody for detection of Strep-tag®II and Twin-Strep-tag® fusion proteins.
Subclass	IgG1
Specificity	N- or C-terminal or internal Strep-tag®II and Twin-Strep-tag®
Form	lyophilized from PBS solution (2.7 mM KCl, 1.5 mM KH ₂ PO ₄ , 6.5 mM Na ₂ HPO ₄ , 137 mM NaCl, pH 7.3)
Amount	100 µg
Reconstitution	Reconstitute antibody in 200 µl water to get a concentration of 0.5 mg/ml in PBS. Aliquot and store at -20 °C.
Stability	18 months after shipping
Storage	Recommended: -25 °C to -15 °C (both lyophilized and after reconstitution)
Shipping	Room temperature
Hazards	Product is not classified as hazardous according to (EC) No 1272/2008 [CLP]. A Material Safety Data Sheet is provided.
Application	Western blot - chromogenic detection: 0.2-0.5 µg/ml antibody diluted in PBS containing 0.2% BSA. - chemiluminescence detection: 20 ng/ml antibody diluted in PBS. FACS/Flow cytometry: 10 µg/ml diluted in PBS Immunofluorescence: 5-10 µg/ml antibody diluted in PBS For capturing of Strep-tag®II and Twin-Strep-tag® fusion proteins on solid phases, the use of StrepMAB-Immo or Strep-Tactin®XT is recommended.

For research use only

Trademark information

The owners of trademarks marked by "®" or "TM" are identified at <http://www.iba-lifesciences.com/patents.html>. Registered names, trademarks, etc. used in this document, even when not specifically marked as such, are not to be considered unprotected by law.