



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Piperacillin-d₅

Cat. No.: HY-B1923S
Molecular Formula: C₂₃H₂₂D₅N₅O₇S
Molecular Weight: 522.59
Target: Bacterial; Antibiotic
Pathway: Anti-infection
Storage: -20°C, protect from light, stored under nitrogen
 * In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)



SOLVENT & SOLUBILITY

In Vitro

DMSO : 100 mg/mL (191.35 mM; Need ultrasonic and warming)

	Solvent Concentration	Mass	1 mg	5 mg	10 mg
Preparing Stock Solutions	1 mM		1.9135 mL	9.5677 mL	19.1355 mL
	5 mM		0.3827 mL	1.9135 mL	3.8271 mL
	10 mM		0.1914 mL	0.9568 mL	1.9135 mL

Please refer to the solubility information to select the appropriate solvent.

BIOLOGICAL ACTIVITY

Description

Piperacillin-d₅ is deuterium labeled Piperacillin. Piperacillin is kind of semisynthetic penicillins. Piperacillin has a broad spectrum of activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. Piperacillin has shown greater activity against β-lactamase-producing organisms than the other penicillins[1].

IC₅₀ & Target

β-lactam

In Vitro

Stable heavy isotopes of hydrogen, carbon, and other elements have been incorporated into drug molecules, largely as tracers for quantitation during the drug development process. Deuteration has gained attention because of its potential to affect the pharmacokinetic and metabolic profiles of drugs^[1].
 MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

REFERENCES

[1]. Russak EM, et al. Impact of Deuterium Substitution on the Pharmacokinetics of Pharmaceuticals. Ann Pharmacother. 2019;53(2):211-216.

Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA