



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic)

RIDA®UNITY

Die flexible Lösung für Ihr molekulardiagnostisches Labor



03/2022, Seite 1



Effizient: Pro Lauf lassen sich bis zu 96 Proben extrahieren und bis zu sechs verschiedene PCR-Assays kombinieren



Intuitiv: Gebrauchsfertige Reagenzien und eine bedienerfreundliche Touchscreenoberfläche



Universell: Flexibel einsetzbar sowohl für den kompletten molekulardiagnostischen Workflow als auch für einzelne Extraktions- oder PCR-Läufe

Mehr Informationen:



<https://r-b.io/UNITY-DE>

Informationen zum RIDA®UNITY System

Art. Nr. ZUNITY

Ihre Vorteile



Effizient

- Pro Lauf können bis zu 96 Reaktionen vollautomatisch im RIDA®UNITY System abgearbeitet werden
- Bis zu sechs verschiedene PCR-Assays sind in einem Lauf individuell kombinierbar
- An einem Arbeitstag können bis zu drei Läufe durchgeführt werden



Intuitiv

- Die gebrauchsfertigen Reagenzien des RIDA®UNITY Systems verkürzen Ihre Vorbereitungszeiten und steigern Ihre Effizienz
- Die grafische Touchscreenoberfläche erleichtert die Bedienung des Gesamtsystems
- Die Gerätesoftware ermöglicht die einfache Anbindung an ein vorhandenes Labor-Informationssystem (LIS)



Universell



- RIDA®UNITY ist zur Durchführung eines gesamten Workflows, zur Extraktion oder zur Abarbeitung eines PCR-Laufes verwendbar
- Die RIDA®UNITY Extraktionschemie reinigt universell gastrointestinale bzw. respiratorische DNA- und RNA-Erreger aus Patientenproben auf
- Der Workflow ist individuell an die Erfordernisse Ihres Labors anpassbar

Produktübersicht

Produkt	Art. Nr.
RIDA®UNITY*	ZUNITY

* In Entwicklung

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	1664 x 795 x 903 mm
Gewicht	163 kg
Probendurchsatz	96 Reaktionen/Lauf
Probenkapazität/Tag	Bis zu 288 Reaktionen
Probenvolumen	200 µl
Reagenzienkapazität	Bis zu sechs PCR-Assays parallel
LIS-Anbindung	Bi-directional CLSI LIS01 - A2 CLSI LIS02 - A2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	15 - 30 °C
Relative Feuchtigkeit	15 - 85 % (keine Kondensation)



RIDA®UNITY System



Extraktion



Real-time PCR