



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

BCIP/NBT

Description: BCIP/NBT (5-Bromo-4-chloro-3-Indolyl Phosphate/Nitroblue Tetrazolium) is a refrigerator stable, single component solution for immunohistochemical, in situ hybridization, western, northern and southern blot procedures. This reagent is specifically formulated for use with Alkaline Phosphatase enzyme. BCIP/NBT produces a purple reaction product.

Contents: 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Phosphate and Nitroblue Tetrazolium in a combination of organic solvents.

Availability:

<u>Item #</u>	<u>Volume</u>
ACN006	6 ml
ACN015	15 ml
ACN050	50 ml
ACN125	125 ml
ACN200	200 ml
ACN500	500 ml
ACN999	1 Liter

Storage: Store BCIP/NBT at 2-8°C. Product is stable for 18 months from date of manufacture.

Procedure:

1. Incubate tissue section for 5-15 minutes at room temperature after incubation with Alkaline Phosphatase label.
2. Apply mixture to tissue section.
3. Incubate tissue section for 10-25 minutes.
4. Rinse tissue, counterstain*, and coverslip using an aqueous mounting media.
 - Possible counterstains:

Mayer's Hematoxylin	HAQ	Blue Nuclei
Methyl Green	MGS	Green/Blue Nuclei
Nuclear Fast Red	NFR	Red Nuclei

Precautions: Do not pipet reagent by mouth. Avoid contact with skin and eyes. Wash after use. Observe all federal, state and local environmental regulations regarding disposal.