



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 



Lens Culinaris Agglutinin (LCA), DyLight™ 649

DL-1048-1

[Product Images](#)



Short Description

Lens culinaris agglutinin (LCA) recognizes sequences containing α -linked mannose residues but recognizes additional sugars as part of the receptor structure, giving it a narrower specificity than Con A. An α -linked fucose residue attached to the N-acetylchitobiose portion of the core oligosaccharide significantly enhances affinity. By exploiting this increased specificity, glycoproteins and glycopeptides can be subfractionated with LCA after initial isolation with Con A.

DyLight™ 649 labeled LCA has an appropriate number of bound fluorochromes, which provides the optimum staining characteristics for this lectin. This conjugate is supplied essentially free of unconjugated fluorochromes.

- Excitation maximum: 655 nm
- Emission maximum: 670 nm
- Color: Far red

Lens Culinaris Agglutinin (LCA), DyLight™ 649 is provided in a 1 mL aliquot at a concentration of 1 mg active conjugate/ml.

Additional Information

Unit Size	1 mg
Applications	Immunofluorescence, Glycobiology
Recommended Usage	The recommended concentration range for use is 5-20 μ g/ml. If a precipitate forms upon long-term storage, warm to 37 °C.
Recommended Storage	2-8 °C
Maximum Excitation	655 nm
Maximum Emission	670 nm
Solution	10 mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH 7.5, 0.08% sodium azide, 0.1 mM CaCl ₂ , 0.01 mM MnCl ₂
Concentration	1 mg active conjugate/ml
Conjugate	DyLight 649
Color of Fluorescence	Far Red
Sugar Specificity	Mannose, Glucose

