



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

**Corning Incorporated
Life Sciences**

**Registered
ISO 9001:2008**

Product Description

Catalog Number: 4810

Product Description: Costar® IsoTip Plus Filter Tip, 1 - 200 µL 96 tip rack

Component Materials:

- Tip - Polypropylene, meets *USP, Class VI* requirements for plastic containers and closures.
- Rack - Polypropylene with white and black colorant, meets *USP, Class VI* requirements for plastic containers and closures.
- Lid - Polypropylene with white and black colorant, meets *USP, Class VI* requirements for plastic containers and closures.

Product Dimensions:

Overall tip length	-	2.578"	I.D. small orifice	-	.017"
Tolerances	-	+/- .050"	I.D. large orifice @ angle	-	.220"

Sterilization:

The lot has been irradiated and dosimetrically released based on ANSI/AAMI/ISO 11137 *Sterilization of health care products-Requirements for validation and routine control-Radiation sterilization*.

Sterility Assurance Level: SAL 10⁻³

Special Feature:

The entire unit is autoclavable.

RNase/DNase Testing:

This product has been tested and is free of any detectable RNase/DNase contamination.

Pyrogens:

The product has been tested and has met the criteria established in the *Guideline on Validation of the Limulus Amebocyte Lysate Test as an End-Product Endotoxin Test for Human and Animal Parenteral Drugs, Biological Products and Medical Devices (FDA, December, 1987)*.

Performance Testing:

Each manufacturing lot is sampled and tested in accordance with Standard Operating Procedures.

Visual Attributes:

Visual examination of the product.

Packaging:

Inspection for seal and barrier integrity, accurate labeling, and correct product configuration.

Lot Number Designation:

8 Digit Lot Number: First 3 digits - Julian date, start of manufacturing; Next 2 digits - Year of manufacture; Last 3 digits - Batch identification.

Rev No: 7