



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Chicken Tissue Total RNA Panel

Product Code: CR-010

Chicken Tissue Total RNA panel is your choice of any 10 RNA samples (0.025mg each):

Catalog #:	Product Name
CR-201	Chicken Brain, Whole Total RNA
CR-310	Chicken Cecum Total RNA
CR-106	Chicken Eye Total RNA
CR-801	Chicken Heart Total RNA
CR-901	Chicken Kidney Total RNA
CR-314	Chicken Liver Total RNA
CR-601	Chicken Lung Total RNA
CR-102	Chicken Skeletal Muscles Total RNA
CR-306	Chicken Small Intestine Total RNA
CR-701	Chicken Spleen Total RNA
CR-401	Chicken Testis Total RNA

Total RNA is extracted from freshly harvested tissues of single healthy normal animal donor using classical guanidine isothiocyanate–phenol:chloroform extraction method which allows the rapid isolation of total RNA including microRNAs. RNA is treated with RNase-free DNase-1 to remove residual DNA, precisely quantified, and stored at -80°C.

Quality Control: The integrity of each RNA sample as indicated by intact ribosomal RNA is verified by denatured agarose gel electrophoresis. The purity of RNA is assessed by spectrophotometer (A260/A280: 1.9-2.1). Residual DNA contamination is tested by PCR.

Applications: RNA is ideal for Northern blotting, ribonuclease protection assay, SI nuclease assay, RT-PCR/Q-PCR/RACE analysis, cDNA synthesis, RNA differential display, microRNA studies, and purification of mRNA for library construction.

Packing/shipping: Total RNA sample is routinely provided in RNase-free water at a concentration of 1 mg/ml and shipped on dry ice. Sample can also be provided in 1mM sodium citrate, 0.1 mM EDTA, or any other RNA storage buffer.

AMSBIO | www.amsbio.com | info@amsbio.com

 **UK & Rest of the World**
184 Park Drive, Milton Park
Abingdon OX14 4SE, UK
T: +44 (0)1235 828 200
F: +44 (0) 1235 820 482

 **North America**
1035 Cambridge Street,
Cambridge, MA 02141
T: +1 (617) 945-5033 or
T: +1 (800) 987-0985
F: +1 (617) 945-8218

 **Germany**
Bockenheimer Landstr. 17/19
60325 Frankfurt/Main
T: +49 (0) 69 779099
F: +49 (0) 69 13376880

 **Switzerland**
Centro Nord-Sud 2E
CH-6934 Bioggio-Lugano
T: +41(0) 91 604 55 22
F: +41(0) 91 605 17 85